

Instruksjoner for DNA-prøvetaking

1. Før du begynner

Ingen mat eller drikke de siste 20 minuttene før prøvetaking.

2. Merk mikrokortet

Merk mikrokortet tydelig med navn og fødselsdato (se illustrasjon A). Unngå berøring av det rosa området på kortet.

3. Pakk ut prøvetakingspinnen

Ta prøvetakingspinnen ut av emballasjen, hold kun i det angitte håndtaket. Unngå berøring av puten som skal inn i munnen.

4. Ta DNA-prøven

Gni pinnen fast 8–10 ganger fast mot innsiden av den ene kinnet, og gjenta på det andre kinnet, bruk begge sider av puten (se illustrasjon B). Unngå mye spytt slik at tørkingen går raskere.

5. Påfør prøven på mikrokortet

Åpne klaffen på mikrokortet. Press begge sider av puten fast mot det rosa området innenfor den trykte sirkelen (se illustrasjon C).

6. Tørring og pakking


La mikrokortet lufttørke ca 5 minutter før klaffen lukkes. Når det er tørt, legg kortet i den lille konvolutten for transport.



A. Angi navn og fødselsdato



B. Gni 8-10 ganger inni hvert kinn



C. Press begge sider av puten mot kortet